


GUÍA RÁPIDA PARA EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO

Producto: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Fabricante: Roche

Preparación

Para la realización del test deberá disponer de los siguientes componentes:




Utilice el bastoncillo que se suministra por separado (marca Nasal Swabs, n.º de material 09 421 777 001) para tomar la muestra



Toma de muestra (a temperatura ambiente)

Introduzca el bastoncillo en ambos orificios nasales 2 cm aproximadamente, y gírelo cuatro veces frotándolo contra la piel del interior de la nariz (durante 15 segundos aprox.)



Manipulación de la muestra

2

Introduzca el bastoncillo y gírelo como mínimo diez veces

Empuje el tubo contra el bastoncillo para que los antígenos se disuelvan

más de 10 x

3

Extraiga el bastoncillo ejerciendo presión sobre las paredes del tubo y coloque la tapa con el cuentagotas

4

Aplique cuatro gotas sobre la hendidura para la muestra que hay en la bandeja de ensayo

5

Lectura **al cabo de 15 min** del resultado

¡Transcurridos más de 30 minutos el resultado ya no será válido!

Valoración de los resultados

Cualquier marca que aparezca sobre la línea de test (T) se considerará positiva, independientemente de su color

Negativo
Línea de control de color (C)

Positivo
Línea de ensayo (T) y línea de control (C) de color

Erróneo/poco claro
Sin línea de control de color (C)

Eliminación

Elimine cada kit de ensayo de forma aislada como residuo doméstico

Los niños y el personal docente podrán ir al colegio o a la guardería

- Los padres comunicarán en el colegio que su hijo está enfermo, y el personal docente informará que se encuentra enfermo
- Los niños y el personal docente de colegios y guarderías se someterán a pruebas PCR en un centro de pruebas oficial

Repita el test con nuevo material

PRUEBA SENCILLA

Por ti, por nosotros y contra el coronavirus



Los test de autodiagnóstico harán que la asistencia a los colegios y guarderías sea más segura en estos tiempos de pandemia. Para una mayor protección de todos nosotros, de las familias, los amigos y las instituciones.

¿Qué son los test de autodiagnóstico del coronavirus?

Los llamados test rápidos de antígenos son fáciles y rápidos de usar (consulte la guía rápida). El bastoncillo deberá introducirse unos 2 cm en el interior de los orificios nasales. Al cabo de solo 15 minutos podremos ver el resultado.

¿Los test de autodiagnóstico son obligatorios?

Cuanto más test de autodiagnóstico se realicen, con más antelación se detectarán posibles infecciones con el coronavirus. De esa forma se reducirá el número de posteriores contagios. Los test de autodiagnóstico son voluntarios y gratuitos.

¿Dónde y con qué frecuencia se pueden realizar los test de autodiagnóstico?

Los test de autodiagnóstico deberían realizarse en casa dos veces a la semana - preferiblemente antes de entrar en clase o de ir a trabajar.

¿Qué hay que hacer ante un test con resultado «positivo»?

Si el resultado es «positivo», la persona que está enferma deberá comunicarlo en el colegio o a su empleador y deberá hacerse inmediatamente una prueba PCR en un centro autorizado. Dicha prueba PCR no tendrá coste alguno ni para alumnos ni para personal de colegios y guarderías. No será necesario pedir cita previa. Hasta que salgan los resultados de esa PCR el paciente deberá permanecer en su domicilio guardando cuarentena.

Pruebas PCR

Un resultado positivo deberá ser corroborado en un centro autorizado. Dichos centros permanecen abiertos desde las 7:00 hasta las 16:30 horas y no requieren cita previa.

Aquí hay una lista actualizada de los centros autorizados para asistentes y docentes de colegios y guarderías:



www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf

¿Por qué deben seguir respetándose las reglas de prevención del coronavirus incluso aunque el resultado haya sido negativo?

Los test rápidos simplemente son una herramienta. Junto con el resto de medidas higiénicas servirá para aumentar la seguridad en los colegios, las guarderías y los hogares.

Entre ellas podemos mencionar:

- Mantener la distancia
- Llevar mascarilla
- Lavarse las manos
- Toser y estornudar en la parte interior del codo
- Ventilar frecuentemente

¿Cómo conservar y desechar los test de autodiagnóstico?

Los test deben conservarse entre 2 y 30 °C y en ningún caso se deben congelar. Los residuos procedentes de test realizados deberán guardarse en bolsas de basura herméticas y resistentes y desecharse con el resto de residuos domésticos. Antes de su utilización, los tests deben estar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C).

Si presento síntomas típicos de coronavirus: ¿debo igualmente hacer el test?

No. Si tiene sospechas fundadas de infección por coronavirus, diríjase a la consulta de su médico de familia o a una delegación de Sanidad.

Más información sobre la prueba de autodiagnóstico del coronavirus

- Guía rápida Vídeo introductorio en diferentes idiomas: árabe, turco, ruso, búlgaro, polaco, inglés, francés, español, serbio, vietnamita
- Sedes de los centros autorizados
- Preguntas y respuestas
- Instrucciones de uso del fabricante



www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN